



总有机碳（TOC）分析技术越来越多地被应用到各行各业的清洁验证工艺中，如制药行业，食品行业，集成电路硅片行业等等。同时，总有机碳（TOC）分析技术的方法学开发与验证也越来越被重视。泰林公司本着服务客户，真诚合作的原则组建专门的验证团队开展清洁验证服务。

一、预验证内容：

1. 特定溶解度下，预确认 TOC 分析仪对目标残留物的碳回收率。避免分析方法不科学。
2. 预确认特定标准品下，特定残留物检测的线性回归。
3. 预确认特定取样方法下目标残留浓度，避免出现方法检出限与安全因子的矛盾。
4. 预确认非特定目标（如中药成分）残留物的碳含量，为制定最大残留限度提供数据支持。避免出现专属性检测方法与非专属性检测方法都不适用的风险。

二、TOC 方法验证内容：

1. 样品取样回收率验证
2. 仪器 LOD、LOQ、精度、准度、线性（碳回收率→样品检验回收率）/范围、专属性、样品溶液稳定性、系统适用性

欢迎新老用户来电咨询。技术交流电话：13757162465。

公司地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区七号路33号等

邮编：311401 电话：0571-86589008 网址：www.tailinood.com